

If/Icc、Elisa用抗Fapポリクローナル抗体 - Q12884

商品番号: CM0028573



前書き

FAP Rabbit

pAbは、腫瘍の増殖および組織リモデリングに関与する線維芽細胞活性化タンパク質アルファ（Q12884）を標的とする、ヒト特異的なIF/ICCおよびELISA用ポリクローナル抗体です。がんおよび線維症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAP Rabbit pAb
備考/別名	FAPA; SIMP; DPPIV; FAPalpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2191
GeneID	2191
免疫原	ヒトFAP (NP_004451.2) のアミノ酸481-580内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ