

Wb、Elisa用 Anti-Far1 ポリクローナル抗体 - Q8Wvx9

商品番号: CM0023639

前書き

ヒトFAR1 (fatty acyl-CoA reductase 1) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。脂肪酸アルコール、エーテル脂質、およびワックスモノエステル生合成における重要な酵素を標的とします。脂質代謝およびペルオキシソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAR1 Rabbit pAb
備考/別名	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84188
GeneID	84188
免疫原	ヒトFAR1 (NP_115604.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WVX9
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ