

Wb、If/Icc、Elisa用抗Farsbウサギポリクローナル抗体 - Q9Nsd9

商品番号: CM0017921



前書き

ヒトFARSF（フェニルアラニンtRNA合成酵素ベータサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。細胞質におけるアミノアシル化およびタンパク質翻訳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FARSFウサギpAb
別名／エイリアス	FRSB; RJBS; PheHB; PheRS; FARSLB; RILDBC; HSPC173; NEDBLA; RILDBC1; FARSF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10056
遺伝子ID	10056
免疫原	ヒトFARSF (NP_005678.3) のアミノ酸240～589に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NSD9
タンパク質分子量	66kDa
輸送	アイスパック