

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fasモノクローナル抗体 - P25445

商品番号: CM0003905



前書き

ヒト Fas (CD95, APO-1, TNFRSF6)に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性あり。アポトーシスおよび免疫寛容の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fas Rabbit mAb
備考/別名	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
種	ヒト
GeneID (ヒト)	355
GeneID	355
免疫原	合成ペプチド ヒトFas (NP_000034.1) のアミノ酸50-150に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P25445
タンパク質分子量	9-38 kDa
配送	保冷剤