

Wb、Elisa用 抗Fasウサギポリクローナル抗体 - P25445

商品番号: CM0017590



前書き

ヒトFas（CD95/APO-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があり、アポトーシスおよび免疫調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fas ウサギ pAb
備考/別名	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas
種	ヒト
GeneID (ヒト)	355
GeneID	355
免疫原	組換えタンパク質：ヒトFas（NP_000034.1）のアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25445
タンパク質分子量	9-38 kDa
発送	保冷バッグ