


Anti-Fascin/Fscn1 モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q16658

商品番号: CM0007787



前書き

Fascin (FSCN1)

ターゲットのウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-

P、ELISAについて検証済みです。細胞の突起および移動に関与する55

kDaのアクチン束形成タンパク質を認識します。細胞骨格およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fascin/FSCN1 Rabbit mAb
備考/別名	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6624
GeneID	6624
免疫原	ヒトFascin/FSCN1 (Q16658) のアミノ酸249-362に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16658
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ