

Anti-Fastkd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q53R41

商品番号: CM0027762

前書き

ヒトFASTKD1に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性FASTKD1を検出します。ミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FASTKD1 Rabbit pAb
備考/別名	FASTKD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79675
遺伝子ID	79675
免疫原	ヒトFASTKD1 (NP_078898.3) のアミノ酸638-847を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53R41
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋