

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Fastkd2ポリクローナル抗体 - Q9Nyy8

商品番号: CM0030618

前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの、FASTKD2をタグとする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのFASTKD2タンパク質（81 kDa）を検出します。ミトコンドリア大型リボソームサブユニットの集合研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FASTKD2 Rabbit pAb
備考/別名	COXPD44; KIAA0971
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22868
GeneID	22868
免疫原	ヒトFASTKD2 (NP_055744.2) のアミノ酸51-150以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NYY8
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ