


If/Icc、Elisa用 Anti-Fat10/Ubd ポリクローナル抗体 - O15205

商品番号: CM0017857



前書き

ヒトユビキチンD (FAT10/UBD) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ユビキチン様修飾、プロテアソーム分解、および自然免疫経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAT10/UBD Rabbit pAb
備考/別名	FAT10; UBD-3; GABBRI; FAT10/UBD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10537
遺伝子ID	10537
免疫原	ヒト FAT10/UBD (NP_006389.2) のアミノ酸1-165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O15205
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスパック