


Anti-Fat10/Ubd ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O15205

商品番号: CM0027287



前書き

ヒトFAT10/UBD（ユビキチンD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。タンパク質分子量は18kDaです。ユビキチン-

プロテアソーム経路、免疫、および腎臓病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FAT10/UBD ウサギ pAb
備考/別名	FAT10; UBD-3; GABBR1; FAT10/UBD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10537
遺伝子ID	10537
免疫原	ヒトFAT10/UBD (NP_006389.2) のアミノ酸1-165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15205
タンパク質分子量	18kDa
配送	水袋