

Wb、Elisa用抗Fatp4/Slc27A4モノクローナル抗体 - Q6P1M0

商品番号: CM0007279

前書き

WBおよびELISAで検証済みの組換え抗FATP4/SLC27A4ウサギモノクローナル抗体。脂質代謝に関与する長鎖脂肪酸トランスポーターおよびアシルCoAリガーゼである、ヒトおよびマウスのFATP4を検出します。脂肪酸輸送、代謝、皮膚バリア機能に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FATP4/SLC27A4ウサギmAb
備考/別名	IPS; FATP4; ACSVL4; FATP4/SLC27A4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10999
GeneID	10999
免疫原	ヒトFATP4/SLC27A4のアミノ酸43～237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005085.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6P1M0
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ