

抗脂肪酸合成酵素（Fasn）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P49327

商品番号: CM0002607



前書き

本ウサギモノクローナル抗体はヒト脂肪酸合成酵素（FASN）を標的とし、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのFASNと反応し、脂肪酸生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	脂肪酸合成酵素（FASN）ウサギmAb
備考/別名	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2194
GeneID	2194
免疫原	合成ペプチド ヒトFASN（P49327）のアミノ酸2400～2500領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49327
タンパク質分子量	273kDa
発送方法	保冷剤