

# Wb、Ihc- P、If/Icc、Elisa用抗脂肪酸合成酵素（Fasn）ウサギポリクローナル抗体 - P49327

商品番号: CM0018101



## 前書き

ヒトFASNに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性FASNを検出します。脂肪酸代謝およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | 脂肪酸合成酵素（FASN）ウサギpAb                                                      |
| 備考／別名    | FAS; OA-519; SDR27X1; 脂肪酸合成酵素（FASN）                                      |
| 種        | ヒト                                                                       |
| GeneID   | 2194                                                                     |
| 免疫原      | 組換えタンパク質 ヒト脂肪酸合成酵素（FASN）（NP_004095.4）のアミノ酸2221～2511に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来       | ウサギ                                                                      |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                                                |
| アプリケーション | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                                    |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                               |
| SWISS    | P49327                                                                   |
| タンパク質分子量 | 273kDa                                                                   |
| 輸送       | 保冷バッグ                                                                    |