

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fbln5 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Ubx5

商品番号: CM0029158

前書き

ヒトFibulin-5 (FBLN5)
に対するウサギポリクローナル抗体。弾性線維および細胞外マトリックス研究用。WB、IF/ICC、ELISAで有効性確認済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBLN5 ウサギ pAb
備考/別名	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10516
GeneID	10516
免疫原	ヒトFBLN5 (NP_006320.2) のアミノ酸199-448に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBX5
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ