


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fbp1ウサギモノクローナル抗体 - P09467

商品番号: CM0006652



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの高特異性抗FBP1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。糖新生の律速酵素であるフルクトース-1,6-ビスホスファターゼ1（P09467）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBP1ウサギmAb
備考／別名	FBP; FBP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2203
遺伝子ID	2203
免疫原	合成ペプチド：ヒトFBP1（P09467）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09467
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷バッグ