


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fbp1 ウサギポリクローナル抗体 - P09467

商品番号: CM0029328



前書き

FBP1 Rabbit pAb (P09467)

は、ヒトFBP1の合成ペプチドに対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。糖新生および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBP1 Rabbit pAb
備考/別名	FBP; FBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2203
GeneID	2203
免疫原	ヒトFBP1 (NP_000498.2) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09467
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ