


Anti-Fbp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - O00757

商品番号: CM0024795



前書き

WB、IF-

P、ELISA用として検証済みのFBP2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。グリコーゲン合成および筋肉代謝におけるフルクトース-1,6-ビスホスファターゼイソザイム2の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBP2 Rabbit pAb
備考/別名	CORLK; FBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8789
遺伝子ID	8789
免疫原	ヒト FBP2 (NP_003828.2) のアミノ酸1-339に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00757
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ