

Wb、If-P、Elisa用 抗Fbx32/Fbxo32 ポリクローナル抗体 - Q969P5

商品番号: CM0025101

前書き

ヒトFbx32/FBXO32 (Atrogin-1, MAFbx) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。筋萎縮に関与するE3ユビキチンリガーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fbx32/FBXO32 ウサギ pAb
備考/別名	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114907
遺伝子ID	114907
免疫原	ヒトFbx32/FBOX32 (NP_478136.1) のアミノ酸206-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969P5
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ