


## Wb・Elisa用 抗Fbxl2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukc9

商品番号: CM0016723



## 前書き

ヒトFBXL2（FBL2/FBL3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ユビキチン介在性タンパク質分解、細胞周期調節、炎症シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | FBXL2 Rabbit pAb                                      |
| 備考／別名       | FBL2; FBL3; FBXL2                                     |
| 対象種         | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 25827                                                 |
| GeneID      | 25827                                                 |
| 免疫原         | ヒトFBXL2（NP_036289.3）のアミノ酸120～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 適用用途        | WB, ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q9UKC9                                                |
| タンパク質分子量    | 47kDa                                                 |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                   |