

Wb、Elisa用 Anti-Fbxl5 ポリクローナル抗体 - Q9Uka1

商品番号: CM0029812



前書き

FBXL5 (F-box/LRR-repeat protein

5) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性を示します。鉄恒常性、ユビキチン-

プロテアソーム系、DNA損傷応答に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXL5 Rabbit pAb
備考/別名	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26234
GeneID	26234
免疫原	ヒトFBXL5 (NP_036293.1) のアミノ酸1-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKA1
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ