

WbおよびElisa用Anti-Fbxo10ラビットポリクローナル抗体 - Q9Uk96

商品番号: CM0020105

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、SCF E3ユビキチンリガーゼ複合体の構成要素であるFBXO10を標的とします。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。アポトーシスおよびユビキチン化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO10 Rabbit pAb
備考/エイリアス	FBX10; PRMT11; FBXO10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26267
GeneID	26267
免疫原	ヒトFBXO10 (NP_036298.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9UK96
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ