

Anti-Fbxo21ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O94952

商品番号: CM0020006

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なAnti-FBXO21ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFBXO21と反応します。ユビキチン化およびタンパク質分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO21 Rabbit pAb
備考/別名	FBX21; FBXO21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23014
遺伝子ID	23014
免疫原	ヒトFBXO21 (NP_055817.1) のアミノ酸440-621に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94952
タンパク質分子量	72kDa
配送方法	アイスバッグ