

Anti-Fbxo28 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nvf7

商品番号: CM0022449

前書き

ヒトFBXO28（UniProt Q9NVF7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのFBXO28と反応します。ユビキチンリガーゼ、ゲノム安定性、およびβ細胞生存の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO28 Rabbit pAb
備考/別名	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23219
GeneID	23219
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NVF7
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋