

Wb用 Anti-Fbxo31 ポリクローナル抗体 - Q5Xux0

商品番号: CM0012914



前書き

ヒトFBXO31（アミノ酸240-539）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。DNA損傷と細胞周期調節の研究に最適。タンパク質分子量は約61 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO31 ウサギ pAb
備考/別名	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79791
GeneID	79791
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFBXO31（NP_079011.3）のアミノ酸240-539に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q5XUX0
タンパク質分子量	61kDa
輸送	氷袋