

Anti-Fbxo32 ラビットポリクローナル抗体（If/Icc, If-P, Elisa対応） - Q969P5

商品番号: CM0026561

前書き

ヒトFBXO32 (Atrogin-1, MAFbx)
を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。I
F/ICC, IF-P,
ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応しま
す。筋肉萎縮およびユビキチン化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO32 Rabbit pAb
備考/別名	Fbx32; MAFbx
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	114907
GeneID	114907
免疫原	ヒトFBXO32 (NP_478136.1) のアミノ酸201-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969P5
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ