

抗Fbxo4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ukt5

商品番号: CM0028171



前書き

FBXO4ウサギポリクローナル抗体はWBおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスのFBXO4を検出します。本抗体はSCF

E3ユビキチンリガーゼの基質認識サブユニットであるF-

boxオンリータンパク質4を標的としており、ユビキチン依存性分解の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO4 Rabbit pAb
別名	FBX4; FBXO4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	26272
GeneID	26272
免疫原	ヒトFBXO4（NP_036308.1）のアミノ酸138～387に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UKT5
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤