

Wb用 Anti-Fbxo42 ポリクローナル抗体 - Q6P3S6

商品番号: CM0013173

前書き

FBXO42 (JFK, Fbx42)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。SCFユビキチンリガーゼおよびp53分解経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO42 ウサギ pAb
備考/別名	JFK; Fbx42; FBXO42
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54455
遺伝子ID	54455
免疫原	ヒトFBXO42 (NP_061867.1) のアミノ酸468-717に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P3S6
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ