


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fbxo7 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3I1

商品番号: CM0027177



前書き

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのFBXO7を検出します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。FBXO7はユビキチン化とミトファジーに関与するFボックスタンパク質で、予測分子量は59kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXO7 ウサギ pAb
備考/別名	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25793
GeneID	25793
免疫原	ヒトFBXO7 (NP_036311.3) のアミノ酸353-522を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3I1
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ