

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Fbxw11 ポリクローナル抗体 - Q9Ukb1

商品番号: CM0026827



前書き

ヒトFBXW11 (β -TrCP2) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。ユビキチン-プロテアソーム系、Wnt、NF- κ Bシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXW11 ウサギ pAb
備考/別名	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23291
遺伝子ID	23291
免疫原	ヒトFBXW11 (NP_036432.2) のアミノ酸443-542に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKB1
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ