

Anti-Fbxw11ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用）- Q9Ukb1

商品番号: CM0021466



前書き

FBXW11 Rabbit

pAbは、ヒトFBXW11に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン化、Wntシグナル伝達、およびNF-κB経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXW11 Rabbit pAb
備考/別名	Hos; BTRC2; FBW1B; Fbw11; BTRCP2; FBXW1B; NEDJED; FBXW11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23291
免疫原	ヒトFBXW11の合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKB1
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ