

Wb、Elisa用Anti-Fbxw5ポリクローナル抗体 - Q969U6

商品番号: CM0028987

前書き

ヒトFBXW5ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。F-box/WDリピート含有タンパク質5（64 kDa）を標的とし、SCFおよびDCX E3ユビキチンリガーゼ複合体の基質認識成分です。ユビキチン化、細胞周期、および中心体複製の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXW5 Rabbit pAb
備考/別名	Fbw5; FBXW5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54461
遺伝子ID	54461
免疫原	ヒトFBXW5（NP_061871.1）のアミノ酸184-566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q969U6
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ