

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Fbxw7 ポリクローナル抗体 - Q969H0

商品番号: CM0030890



## 前書き

ウサギ由来のFBXW7に対するポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC（パラフィン切片）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて約80

kDaのFBXW7を検出します。ユビキチンリガーゼ基質認識成分を標的とし、プロテアソーム依存性分解の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメーター      | 値                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | FBXW7 ウサギ pAb                                                                          |
| 備考/別名       | AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7 |
| 種           | ヒト                                                                                     |
| GeneID (ヒト) | 55294                                                                                  |
| GeneID      | 55294                                                                                  |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトFBXW7 (NP_361014.1) のアミノ酸231-371に対応する配列に基づく合成ペプチド。                            |
| 由来          | ウサギ                                                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                              |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                                                       |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                             |
| SWISS       | Q969H0                                                                                 |
| タンパク質分子量    | 80kDa                                                                                  |
| 輸送          | アイスバッグ                                                                                 |