

抗Fbxw8ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q8N3Y1

商品番号: CM0022138



前書き

Cul7-

RINGユビキチンリガーゼ複合体の基質認識コンポーネントであるFBXW8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン化研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FBXW8 ウサギpAb
備考/別名	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26259
GeneID	26259
免疫原	合成ペプチド ヒトFBXW8の500-598アミノ酸配列に対応する合成ペプチド (NP_699179.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3Y1
タンパク質重量	67kDa
配送	アイスパック