


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fcar ポリクローナル抗体 - P24071

商品番号: CM0027373



前書き

ヒトFCAR（CD89）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスを認識し、骨髄系細胞におけるFc受容体機能と粘膜免疫の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCAR ウサギ pAb
備考/別名	CD89; FcαRI; FcαRI; CTB-61M7.2; FCAR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2204
GeneID	2204
免疫原	ヒトFCAR (NP_001991.1)のアミノ酸60-287に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P24071
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ