

Wb、Elisa用 抗Fcer1A モノクローナル抗体 - P12319

商品番号: CM0007649



前書き

ヒトFceR1α (FCER1A)に対する高親和性モノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アレルギーおよび炎症研究におけるヒト、マウス、ラットのIgE受容体の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FceR1α ウサギ mAb
備考/別名	FCE1A, FcERI, FCER1A, FceR1α
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2205
免疫原	ヒトFceR1α (NP_001992.1)のアミノ酸26-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12319
タンパク質分子量	30 kDa
発送	保冷バッグ