

Wb、Elisa用抗Fcer1Gポリクローナル抗体 - P30273

商品番号: CM0013730



前書き

FCER1G (Fc受容体 γ 鎖) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、アレルギー・免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCER1G ウサギpAb
別名	FCRG; FCER1G
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2207
GeneID	2207
免疫原	ヒトFCER1G (NP_004097.1) のアミノ酸19-86番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P30273
タンパク質分子量	10kDa
発送方法	氷袋