

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fcgr1Bウサギポリクローナル抗体 - Q92637

商品番号: CM0021046

前書き

ヒトFCGR1B（CD64b）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。体液性免疫に関与する推定高親和性IgG Fc受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCGR1BウサギpAb
備考／別名	CD34; FCGI; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2210
GeneID	2210
免疫原	ヒトFCGR1B（NP_001017986.1）のアミノ酸100～200内の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92637
タンパク質重量	32kDa
配送	保冷剤