


## Wb、If-P、Elisa用 抗Fcgr2A ポリクローナル抗体 - P12318

商品番号: CM0015369



## 前書き

ヒトFCGR2A (CD32) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。Fc受容体を介した食作用および免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | FCGR2A ウサギ pAb                                                             |
| 備考/別名       | CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A |
| 種           | ヒト                                                                         |
| GeneID (ヒト) | 2212                                                                       |
| GeneID      | 2212                                                                       |
| 免疫原         | ヒトFCGR2A (NP_001129691.1) のアミノ酸34-316に対応する合成ペプチド。                          |
| 由来          | ウサギ                                                                        |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                                                  |
| 適用          | WB, IF-P, ELISA                                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                 |
| SWISS       | P12318                                                                     |
| タンパク質分子量    | 35kDa                                                                      |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                      |