


Wb、If-P、Elisa用抗Fcgr2Bウサギポリクローナル抗体 - P31994

商品番号: CM0016422



前書き

ヒトFCGR2B（CD32）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットを検出します。FcγRIIBを介した免疫調節および自己免疫疾患のメカニズムの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCGR2BウサギpAb
備考/別名	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcGRIIB; FcRII-c; FcgammaRIIb; FCGR2B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2213
GeneID	2213
免疫原	ヒトFCGR2B（NP_003992.3）のアミノ酸43～217に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31994
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷剤