

Anti-Fcgr3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O75015

商品番号: CM0026711



前書き

ヒトFCGR3B (Fc gamma receptor III-B) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB) およびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FCGR3B Rabbit pAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2215
GeneID	2215
免疫原	ヒトFCGR3B (NP_000561.3) のアミノ酸1-233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75015
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスパック