

抗Fcgr3Bウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75015

商品番号: CM0016212



前書き

WBおよびELISAで検証済みのFCGR3B（CD16b）ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットの低親和性IgG Fc受容体III-

Bを認識します。このタンパク質は好中球に発現する免疫複合体トラップです。組換えヒトFCGR3Bタンパク質（1-233アミノ酸）で免疫したウサギ由来の抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

製品コア仕様	詳細
製品名	FCGR3B ウサギpAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2215
GeneID	2215
免疫原	ヒトFCGR3B（NP_000561.3）のアミノ酸1-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O75015
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷嚢