

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Fcgrt/Fcfn ウサギモノクローナル抗体 - P55899

商品番号: CM0007531



前書き

FCGRT/FCRN (FcRn)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原を使用。IgGの輸送とリサイクルの調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCGRT/FCRN Rabbit mAb
備考/別名	FCRN; FcγRn; IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain; FCGRT/FCRN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2217
免疫原	ヒト FCGRT/FCRN (NP_004098.1) のアミノ酸27-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55899
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋