


WbおよびElisa用抗Fcho2ポリクローナル抗体 - Q0Jrz9

商品番号: CM0017494



前書き

ヒトFCHO2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。クラスリン被覆ピットの形成に関与する初期エンドサイトーシスタンパク質を標的とし、マウスと交差反応します。膜輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCHO2ウサギpAb
備考/別名	FCHO2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115548
遺伝子ID	115548
免疫原	ヒトFCHO2 (NP_620137.2) のアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q0JRZ9
タンパク質分子量	89kDa
輸送条件	保冷バッグ