


Wb、Elisa用 Anti-Fcn2 ポリクローナル抗体 - Q15485

商品番号: CM0019187



前書き

ヒトFCN2（Ficolin-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。自然免疫および補体経路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCN2 ウサギ pAb
備考/別名	P35; FCNL; EBP-37; ficolin-2; FCN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2220
GeneID	2220
免疫原	ヒトFCN2（NP_004099.2）のアミノ酸230-290に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15485
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ