


Wb、Elisa用抗Fcrl5ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rd9

商品番号: CM0014698



前書き

ヒトFCRL5（FcRH5、CD307）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。B細胞の発生、リンパ腫研究、免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FCRL5ウサギpAb
備考／別名	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PRO820; FCRL5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	83416
免疫原	ヒトFCRL5（NP_001182317.1）のアミノ酸16～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96RD9
タンパク質分子量	106 kDa
輸送	保冷剤