

Wb、Elisa用 抗Fdps ウサギ ポリクローナル抗体 - P14324

商品番号: CM0027968



前書き

FDPS（FPPS）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。イソプレノイド生合成の鍵酵素であるファルネシルピロリン酸合成酵素を標的。癌、代謝、脂質シグナリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FPS/FDPS ウサギ pAb
備考/別名	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2224
遺伝子ID	2224
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFPS/FDPS (NP_001995.1) のアミノ酸120-419に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14324
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ