

Wb・Elisa用抗Fdx1ポリクローナル抗体 - P10109

商品番号: CM0024183



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ステロイド生成に必須なミトコンドリアフェレドキシンであるヒトFDX 1（アドレノドキシン）を標的としています。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応性を示すことから、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FDX1 ウサギpAb
略号・別名	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxin 1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2230
遺伝子ID	2230
免疫原	合成ペプチド ヒトFDX1 (NP_004100.1) のアミノ酸61~160番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10109
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋