

## Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Fdx1/Adxポリクローナル抗体 - P46656

商品番号: CM0029696

### 前書き

フェレドキシン1（FDX1/ADX）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットを検出します。ステロイド生成およびミトコンドリア電子伝達研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | FDX1/ADX ウサギpAb                                     |
| 備考/別名      | FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; フェレドキシン1                 |
| 種          | マウス                                                 |
| GeneID（ヒト） | 2230                                                |
| GeneID     | 14148                                               |
| 免疫原        | マウスFDX1/ADX（NP_032022.1）のアミノ酸99～188番内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA                            |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P46656                                              |
| タンパク質分子量   | 20 kDa                                              |
| 輸送方法       | 氷袋                                                  |