

Anti-Fdx1/Adx Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10109

商品番号: CM0024736



前書き

ヒトFDX1/ADX（アドレノドキシン）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。ステロイド合成、ミトコンドリア電子伝達、および副腎生物学の研究に。UniProt P10109。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FDX1/ADX Rabbit pAb
備考/別名	ADX; FDX; LOH11CR1D; FDX1/ADX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2230
GeneID	2230
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFDX1/ADX (NP_004100.1) のアミノ酸1-184に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10109
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ