

Anti-Fdxr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P22570

商品番号: CM0026273

前書き

WBおよびELISAで検証済みのFDXRウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアP450系の研究、補酵素Q生合成の研究、酸化還元代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FDXR Rabbit pAb
備考/別名	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2232
免疫原	ヒトFDXR（NP_077728.3）のアミノ酸252-491番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22570
タンパク質分子量	54kDa
発送	氷袋